


Anticorpo Policlnico Anti-Aldh5A1 De Coelho Para Wb, Elisa - P51649

Número do item: CM0014560



introdução

Anticorpo policlnico de coelho direcionado a ALDH5A1 (SSADH, SSDH), validado para aplicações de Western blot e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Adequado para pesquisa de metabolismo de GABA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDH5A1 Rabbit pAb
Observações/Alias	SSDH; SSADH; ALDH5A1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7915
GeneID	7915
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P51649
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco de gelo