

Anticorpo Policlonal Anti-Aldh6A1 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02252

Número do item: CM0016804



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à ALDH6A1 (MMSDH), adequado para IHC-P, IF/ICC e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre a desidrogenase mitocondrial de malonato-semialdeído.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDH6A1 Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	MMSDH; MMSADHA; ALDH6A1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4329
GeneID	4329
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 326-535 da ALDH6A1 humana (NP_005580.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02252
Peso da Proteína	58 kDa
Envio	Bolsa de gelo