


Anticorpo Monoclonal Anti-Aldh7A1 Para Wb, Elisa - P49419

Número do item: CM0002033



introdução

Anticorpo monoclonal Anti-ALDH7A1 de coelho validado para WB e ELISA. Detecta ALDH7A1 humano e murino, uma aldeído desidrogenase multifuncional envolvida na defesa contra o estresse oxidativo, catabolismo da lisina e inibição da ferroptose. Ideal para pesquisa em câncer e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDH7A1 mAb de coelho
Observações/Apelidos	EPD; PDE; ATQ1; ALDH7A1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	501
GeneID	501
Imunógeno	Peptídeo sintético. Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ALDH7A1 humano (P49419).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P49419
Peso Proteico	58kDa
Transporte	Bolsa de gelo