


Anticorpo Policlonais Anti-Aldh7A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49419

Número do item: CM0028906



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a ALDH7A1 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar metabolismo de aldeídos, ferropose e epilepsia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ALDH7A1 Rabbit pAb
Observações/Alias	EPD; PDE; ATQ1; ALDH7A1
Espécie	Humano
ID do Gene	501
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 430-539 da ALDH7A1 humana (NP_001173.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49419
Peso da Proteína	58kDa
Transporte	Saco de gelo