


Anticorpo Policlonal Anti-Aldoa Para Wb, If/Icc, Elisa - P04075

Número do item: CM0014590



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ALDOA humana, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reconhece ALDOA humana, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre glicólise e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDOA Rabbit pAb
Observações/Alias	ALDA; GSD12; HEL-S-87p; ALDOA
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	226
ID do Gene	226
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-348 da ALDOA humana (NP_908930.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P04075
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo