


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Aldoa Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04075

Número do item: CM0003459



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ALDOA de alta afinidade, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Tem como alvo a ALDOA humana (P04075), reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em glicólise e gliconeogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDOA Rabbit mAb
Observações/Apelido	ALDA; GSD12; HEL-S-87p; ALDOA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	226
ID do Gene	226
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Aldolase humana (P04075).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04075
Peso Molecular da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo