


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Aldob Para Wb, If/Icc, Elisa - P05062

Número do item: CM0025061



introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-ALDOB de alta qualidade validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece ALDOB humano, de camundongo e rato. Ideal para estudos de glicólise, gliconeogênese e supressor tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDOB Rabbit pAb
Observações/Alias	ALDB; ALDO2; ALDOB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	229
GeneID	229
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da ALDOB humana (NP_000026.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05062
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo