

Anti-Alg1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Bt22

Número do item: CM0029607

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ALG1 humano, uma mannosiltransferase chave na N-glicosilação. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas em glicobiologia e distúrbios congênitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ALG1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HMT1; MT-1; CDG1K; HMT1; HMT-1; Mat-1; hMat-1; ALG1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	56052
GeneID	56052
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 215-464 do ALG1 humano (NP_061982.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BT22
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco de gelo