

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Alg13 Para Wb, Elisa - Q9Np73

Número do item: CM0023999

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ALG13 humano, validado em WB e ELISA, detecta ALG13 endógeno (~126kDa) em amostras humanas e de camundongo. Adequado para estudar N-glicosilação, distúrbios congênitos da glicosilação e função do RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALG13 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CDG1S; DEE36; EIEE36; MDS031; TDRD13; CXorf45; GLT28D1; YGL047W; ALG13
Espécie	Humano
GeneID (humano)	79868
GeneID	79868
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-167 do ALG13 humano (NP_001311219.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NP73
Peso Proteico	126kDa
Envio	Bolsa de Gelo