

Anticorpo Policlonal Anti-Alg2 Para Wb, Elisa - Q9H553

Número do item: CM0028881

introdução

O pAb de Coelho ALG2 é um anticorpo policlonal validado para Western blot e ELISA, direcionado ao ALG2 humano, uma mannosiltransferase envolvida na N-glicosilação, adequado para pesquisas sobre distúrbios da glicosilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALG2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CDG1I; CDGII; CMS14; NET38; CMSTA3; hALPG2; ALG2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	85365
ID do Gene	85365
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 197-416 do ALG2 humano (NP_149078.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H553
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo