

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Alg5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y673

Número do item: CM0019939

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ALG5, validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta ALG5 endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a biossíntese de oligossacarídeos ligados a dolicol e vias de N-glicosilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALG5 Rabbit pAb
Observações/Apeliido	PKD7; bA421P11.2; ALG5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29880
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 34-190 do ALG5 humano (NP_037470.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y673
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo