


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Alix / Pdcd6lp Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wum4

Número do item: CM0020201



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra ALIX/PDCD6IP humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre classificação endossomal, apoptose e brotamento viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra ALIX / PDCD6IP
Observações/Alíás	AIP1; ALIX; HP95; DRIP4; MCPH29; ALIX / PDCD6IP
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	10015
ID do gene	10015
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 de ALIX / PDCD6IP humano (NP_037506.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q8WUM4
Peso da proteína	96 kDa
Envio	Embalagem de gelo