


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Alix Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q8Wum4

Número do item: CM0007199



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ALIX de alta qualidade validado para Western blot, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com ALIX humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre exossomos, endocitose e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALIX Rabbit mAb
Observações/Apeliido	AIP1; ALIX; HP95; DRIP4; MCPH29
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10015
GeneID	10015
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WUM4
Peso da Proteína	96kDa
Envio	Saco de gelo