

Anticorpo Policlonal Anti-Alk Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Um73

Número do item: CM0017646



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o receptor de tirosina quinase ALK humano (CD246). Validado para WB, IF/ICC, ELISA, reagindo com humano e rato. Adequado para estudos de neurobiologia, oncologia e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALK Rabbit pAb
Observações/Apelido	ALK1; CD246; NBLST3; ALK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	238
GeneID	238
Imunogénio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1521-1620 do ALK humano (NP_004295.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9UM73
Peso da Proteína	176kDa
Envio	Saco de gelo