

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Alk Para Wb, Elisa - Q9Um73

Número do item: CM0004624



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o receptor de tirosina quinase ALK humano. Adequado para Western blot e ELISA. Ideal para estudos de sinalização de ALK no desenvolvimento neural e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALK Rabbit mAb
Observações/Alias	ALK1; CD246; NBLST3; ALK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	238
GeneID	238
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	Q9UM73
Peso da Proteína	176kDa
Envio	Bolsa de gelo