

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Alk Para Wb E Elisa - Q9Um73

Número do item: CM0030539



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ALK humana, validado em WB e ELISA. Direciona-se ao domínio quinase intracelular (aa 1093-1411). Adequado para estudos de oncologia e desenvolvimento neural.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALK Rabbit pAb
Observações/Alias	ALK1; CD246; NBLST3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	238
GeneID	238
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1093-1411 da ALK humana (NP_004295.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UM73
Peso Molecular da Proteína	176kDa
Transporte	Bolsa de gelo