


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Alkbh1 Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q13686

Número do item: CM0007526



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à dioxigenase de ácido nucleico ALKBH1 humana, validado para WB, IP, IF/ICC e ELISA. Detecta espécies humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de reparo de DNA, desmetilação de tRNA e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALKBH1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	ABH; ABH1; alkB; hABH; ALKBH; ALKBH1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	8846
GeneID	8846
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 290-389 do ALKBH1 humano (NP_006011.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13686
Peso da Proteína	44 kDa
Envio	Bolsa de gelo