

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Alkbh1 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q13686

Número do item: CM0008567



### introdução

mAb de coelho anti-ALKBH1 (Q13686) validado para WB, IP, IHC-P, ELISA. Reconhece ALKBH1 humano, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de desmetilação de tRNA/DNA, reparo do DNA e tradução mitocondrial.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | mAb de coelho anti-ALKBH1                                                                                                        |
| Observações/Alias   | ABH; ABH1; alKB; hABH; ALKBH; ALKBH1                                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                           |
| ID do gene (humano) | 8846                                                                                                                             |
| ID do gene          | 8846                                                                                                                             |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de ALKBH1 humano (Q13686). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos monoclonais                                                                                                           |
| Aplicação           | WB, IP, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Reatividade cruzada | Humano, camundongo, rato                                                                                                         |
| SWISS               | Q13686                                                                                                                           |
| Peso da proteína    | 44 kDa                                                                                                                           |
| Envio               | Embalagem de gelo                                                                                                                |