

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Alkbh1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13686

Número do item: CM0013869



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-ALKBH1 validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA em amostras humanas e de camundongo. Tem como alvo a dioxigenase de ácidos nucleicos ALKBH1, uma enzima chave na desmetilação de tRNA e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALKBH1 Rabbit pAb
Observações/Alias	ABH; ABH1; alkb; hABH; ALKBH; ALKBH1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8846
ID do Gene	8846
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-389 da ALKBH1 humana (NP_006011.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13686
Peso da Proteína	44kDa
Transporte	Bolsa de gelo