

Anticorpo Policlonal Anti-Alkbh3 Para Wb E Elisa - Q96Q83

Número do item: CM0029131



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-ALKBH3 validado para WB e ELISA, reagindo com Humano e Rato. Tem como alvo a desmetilase de DNA/RNA ALKBH3 envolvida na reparação de nucleotídeos alquilados, ideal para pesquisas epigenéticas e de reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALKBH3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ABH3, PCA1, DEPC1, hABH3, DEPC-1, ALKBH3
Espécie	Humano
GeneID	221120
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-286 do ALKBH3 humano (NP_631917.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q96Q83
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco de gelo