

Anticorpo Policlonal Anti-Alkbh4 Para Wb, If/Icc - Q9Nxw9

Número do item: CM0014407

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à ALKBH4, uma dioxigenase que desmetila a actina e o DNA. Validado para WB e IF/ICC em amostras humanas e de camundongo. Adequado para estudos de citocinese e regulação da cromatina em pesquisas de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ALKBH4 Rabbit pAb
Observações/Alias	ABH4; ALKBH4
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	54784
ID do gene	54784
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-302 da ALKBH4 humana (NP_060091.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q9NXW9
Peso da proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo