


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Alkbh5 Para Wb, Elisa - Q6P6C2

Número do item: CM0004279



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra ALKBH5 humano (desmetilase de RNA ALKBH5). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para aplicações de pesquisa de epitranscriptoma e epigenética de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALKBH5 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ABH5; OFOX1; OFOX2; ALKBH5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54890
ID do Gene	54890
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 66-394 do ALKBH5 humano (NP_060228.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6P6C2
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo