


Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Alkbh5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P6C2

Número do item: CM0017835



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ALKBH5 validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta ALKBH5 humano, de camundongo e rato, uma RNA desmetilase crítica para a modificação m6A na epitranscriptômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALKBH5 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ABH5; OFOXD; OFOXD1; ALKBH5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54890
GeneID	54890
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 245-394 do ALKBH5 humano (NP_060228.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6P6C2
Peso Proteico	44 kDa
Envio	Bolsa de gelo