


Anti-Alkbh7 Coelho Pab Para Wb, Elisa - Q9Bt30

Número do item: CM0023572



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra ALKBH7 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Para pesquisa em desmetilação de RNA mitocondrial e necrose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALKBH7 Coelho pAb
Observações/Apelido	ABH7, SPATA11, UNQ6002, ALKBH7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84266
ID do Gene	84266
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-221 do ALKBH7 humano (NP_115682.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BT30
Peso Proteico	25kDa
Remessa	Em saco de gelo