

Anticorpo Policlonais Anti-Alkbh8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Bt7

Número do item: CM0030839



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ALKBH8 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece ALKBH8 de humano, camundongo e rato, ideal para estudos de modificação de tRNA e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALKBH8 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ABH8; TRM9; MRT71; TRMT9; TRMT9A; ALKBH8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	91801
GeneID	91801
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 do ALKBH8 humano (NP_620130.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96BT7
Peso da Proteína	75kDa
Envio	Bolsa de gelo