


## Anticorpo Policlonal Anti-Alox12 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P18054

Número do item: CM0015018



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ALOX12 humano (12-lipoxigenase). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Detecta uma proteína de ~76 kDa. Adequado para pesquisas sobre ativação de plaquetas, inflamação e biologia tumoral.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ALOX12 pAb de Coelho                                                                                                        |
| Observações/Apelido | LOG12; 12-LOX; 12S-LOX; ALOX12                                                                                              |
| Espécie             | Humano                                                                                                                      |
| GeneID (Humano)     | 239                                                                                                                         |
| GeneID              | 239                                                                                                                         |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 483-663 do ALOX12 humano (NP_000688.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                    |
| SWISS               | P18054                                                                                                                      |
| Peso da Proteína    | 76 kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                |