

Anti-Alox12B Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - 075342

Número do item: CM0020861

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ALOX12B humano (12R-LOX), validado para WB e ELISA, reconhecendo humano, camundongo e rato. Essencial para estudar a função de barreira da pele e o metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALOX12B pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARCI2; 12R-LOX; ALOX12B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	242
GeneID	242
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do ALOX12B humano (NP_001130.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75342
Peso da Proteína	80kDa
Envio	Saco de gelo