

Anticorpo Monoclonal Anti-Alox15 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16050

Número do item: CM0006936

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à ALOX15 humana (12/15-lipoxigenase). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reação cruzada com camundongo e rato. Imunógeno de proteína recombinante. Ideal para estudos de biossíntese de mediadores lipídicos e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALOX15 mAb de Coelho
Observações/Alias	LOG15; 12-LOX; 15-LOX; 15-LOX-1; ALOX15
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	246
GeneID	246
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P16050
Peso da Proteína	75 kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)