

Anti-Alox15 Coelho Anticorpo Policlonal Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16050

Número do item: CM0027548

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ALOX15 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar mediadores lipídicos, inflamação e regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALOX15 Coelho pAb
Observações/Apelido	LOG15; 12-LOX; 15-LOX; 15-LOX-1; ALOX15
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	246
GeneID	246
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 do ALOX15 humano (NP_001131.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16050
Peso da Proteína	75kDa
Envio	Saco de gelo