


Anticorpo Policlonal Anti-Alox15B Para Wb, If/Icc, Elisa - O15296

Número do item: CM0029396



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ALOX15B humana (15-LOX-2), validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Detecta uma proteína de 76 kDa envolvida na peroxidação de AGP e na regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALOX15B Coelho pAb
Observações/Alias	15-LOX-2; ALOX15B
Espécie	Humano
GeneID	247 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 de ALOX15B humana (NP_001132.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15296
Peso da Proteína	76 kDa
Transporte	Bolsa de gelo