

Anticorpo Monoclonal Anti-Alox5 Para Wb, If-P, Elisa - P09917

Número do item: CM0006995



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-ALOX5 de alta qualidade validado para WB, IF-P e ELISA. Detecta ALOX5 (5-LO) humano, de camundongo e de rato, uma enzima chave da biossíntese de leucotrienos. Ideal para pesquisa em inflamação e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALOX5 mAb de coelho
Observações/Apelidos	5-LO, 5LPG, LOG5, 5-LOX, ALOX5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	240
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da ALOX5 humana (NP_000689.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09917
Peso da Proteína	78kDa/71kDa/74kDa/61kDa/56kDa
Envio	Bolsa de gelo