


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Alox5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09917

Número do item: CM0011637



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra ALOX5 humano (5-lipoxigenase), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta ALOX5 (78 kDa) humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de inflamação e biossíntese de leucotrienos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho ALOX5
Observações/Apelido	5-LO; 5LPG; LOG5; 5-LOX; ALOX5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	240
ID do Gene	240
Imunógeno	Peptídeo Sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do ALOX5 humano (P09917)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09917
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Em saco de gelo