


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Alox5 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P09917

Número do item: CM0023979



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ALOX5 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reconhece a 5-lipoxigenase humana, de camundongo e de rato (P09917), uma enzima chave na pesquisa de biossíntese de leucotrienos e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALOX5 pAb Coelho
Observações/Apelido	5-LO; 5LPG; LOG5; 5-LOX; ALOX5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	240
ID do Gene	240
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do ALOX5 (NP_000689.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09917
Peso da Proteína	78 kDa
Envio	Saco com gelo