

Anticorpo Policlonal Anti-Aloxe3 Para Wb, Elisa - Q9Byj1

Número do item: CM0027075



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ALOXE3 humano (Lipoxigenase tipo epiderme 3), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre barreira cutânea e metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALOXE3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LI5; ARC13; E-LOX; eLOX3; eLOX-3; ALOXE3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	59344
GeneID	59344
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do ALOXE3 humano (NP_067641.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BYJ1
Peso da Proteína	81kDa
Envio	Saco com gelo