


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Alfa-1 Antiquimotripsina (Serpina3) Para Wb, Elisa - P01011

Número do item: CM0002051



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Alfa-1 Antiquimotripsina humana (SERPINA3, ACT). Validado para WB e ELISA; direcionado aos resíduos 1-423. Ideal para estudos da resposta de fase aguda e da patologia de placas amiloides. Imunógeno recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Alfa-1 Antiquimotripsina (SERPINA3)
Observações/Apêndices	ACT; AACT; GIG24; GIG25; Alfa-1 Antiquimotripsina (SERPINA3)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	12
ID do Gene	12
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01011
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de gelo