


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Alfa-1 Antiquimotripsina (Serpina3) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01011

Número do item: CM0017500



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Alfa-1-antiquimotripsina humana (SERPINA3), validado para WB, IHC-P e ELISA. Inibe a catepsina G de neutrófilos e a quimase de mastócitos, estando implicado na resposta de fase aguda e na doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Alfa-1 Antiquimotripsina (SERPINA3) pAb de Coelho
Observações/Apelidos	ACT; AACT; GIG24; GIG25; Alfa-1 Antiquimotripsina (SERPINA3)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	12
GeneID	12
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-423 da Alfa-1 Antiquimotripsina humana (Alfa-1 Antiquimotripsina (SERPINA3)) (NP_001076.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01011
Peso Proteico	48kDa
Transporte	Saco de gelo