

Anticorpo Monoclonal Anti-Alfa-1 Antitripsina (Serpina1) Para Wb, If/Icc, Elisa - P01009

Número do item: CM0005644



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Alfa-1 Antitripsina (SERPINA1) humana. Imunógeno recombinante (aa 25-418). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Utilizado em pesquisas sobre doenças respiratórias e serpinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Alfa-1 Antitripsina (SERPINA1)
Observações/Alias	PI; A1A; AAT; PI1; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Alfa-1 Antitripsina (SERPINA1)
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5265
ID do Gene	5265
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-418 da Alfa-1 Antitripsina (SERPINA1) humana (NP_000286.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P01009
Peso da Proteína	47 kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)