

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Alpha-1 Antitripsina (Serpina1) Para Wb, Elisa - P01009

Número do item: CM0010210



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Alpha-1 Antitripsina humana (SERPINA1) para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre inibidores de proteases e doenças respiratórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra Alpha-1 Antitripsina (SERPINA1)
Observações/Apelidos	PI; A1A; AAT; PI1; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Alpha-1 Antitripsina (SERPINA1)
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5265
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-418 da Alpha-1 Antitripsina humana (SERPINA1) (NP_000286.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P01009
Peso da Proteína	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo