

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Alfa-1 Antitripsina (Serpina1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01009

Número do item: CM0017339



introdução

O pAb de Coelho Alfa-1 Antitripsina (SERPINA1) é um anticorpo policlonal que detecta SERPINA1 humano e de camundongo. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, ele tem como alvo um inibidor chave de serina protease envolvido na proteção pulmonar. Ideal para pesquisas respiratórias e de inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Alfa-1 Antitripsina (SERPINA1) pAb de Coelho
Observações/Apelido	PI; A1A; AAT; PI1; A1AT; nNIF; PRO2275; alfa1AT; Alfa-1 Antitripsina (SERPINA1)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5265
GeneID	5265
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 156-255 da Alfa-1 Antitripsina humana (SERPINA1) (NP_000286.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P01009
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo