


Anticorpo Policlonal Anti-Alfa 1 Espectrina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02549

Número do item: CM0017585



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à alfa 1 Espectrina humana (SPTA1), validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de citoesqueleto e membrana eritrocitária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho anti-alfa 1 Espectrina
Observações/Apelido	EL2; HPP; HS3; SPH3; SPTA; alfa 1 Espectrina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6708
GeneID	6708
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 940-1160 da alfa 1 Espectrina humana (NP_003117.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02549
Peso Molecular da Proteína	280kDa
Transporte	Saco de gelo