


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Alfa 1 Espectrina Para Wb E Elisa - P02549

Número do item: CM0010988



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra alfa 1 Espectrina humana (SPTA1, P02549). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Essencial para pesquisas sobre o citoesqueleto da membrana de eritrócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetros	Especificações
Nome do Produto	mAb anti-alfa 1 Espectrina de Coelho
Observações/Alias	EL2; HPP; HS3; SPH3; SPTA; alfa 1 Espectrina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6708
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 2300-2400 da alfa 1 Espectrina humana (P02549).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02549
Peso Proteico	280kDa
Envio	Bolsa de gelo