

## Anticorpo Policlonal Anti-Alpha-2-Macroglobulina (A2M) Para Wb - P01023

Número do item: CM0023080



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Alpha-2-Macroglobulina (A2M) humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Útil para investigar mecanismos de inibição de proteases e interações de proteínas plasmáticas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Alpha-2-Macroglobulina (A2M) pAb de Coelho                                                                                                          |
| Observações/Apelido | A2MD; CPAMD5; FWP007; S863-7; Alpha-2-Macroglobulina (A2M)                                                                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                              |
| GeneID              | 2                                                                                                                                                   |
| Imunogénio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1155-1474 da Alpha-2-Macroglobulina (A2M) humana (NP_000005.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                              |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                                              |
| SWISS               | P01023                                                                                                                                              |
| Peso da Proteína    | 163kDa                                                                                                                                              |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                        |