


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Alfa-2-Macroglobulina (A2M) Para Wb, Elisa - P01023

Número do item: CM0014902



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Alfa-2-Macroglobulina (A2M) validado para WB e ELISA; detecta A2M humano, de camundongo e de rato. Utilizado em pesquisas de inibição de proteases. UniProt P01023.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Alfa-2-Macroglobulina (A2M) pAb de Coelho
Observações/Apelido	A2MD; CPAMD5; FWP007; S863-7; Alfa-2-Macroglobulina (A2M)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2
GeneID	2
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1155-1474 da Alfa-2-Macroglobulina (A2M) humana (NP_000005.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01023
Peso da Proteína	163kDa
Envio	Saco com gelo