

Anticorpo Monoclonal Anti-Alfa + Beta Sinucleína Para Wb, If-P, Elisa - P37840 / Q16143

Número do item: CM0010481



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra alfa + beta Sinucleína humana (P37840/Q16143) para Western blot, imunofluorescência, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo, rato. Ideal para pesquisa de Parkinson e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-alfa + beta Sinucleína
Observações/Apelido	NACP; PARK1; PARK4; PD1; alfa + beta Sinucleína
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6620/6622
GeneID	6622/6620
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da alfa + beta Sinucleína humana (P37840).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P37840/Q16143
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de gelo