

Anticorpo Monoclonal Anti-Alfa-Fetoproteína (Afp) Para Wb, Elisa - P02771

Número do item: CM0006798



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho específico para a proteína humana Alfa-Fetoproteína (AFP). Validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Detecta uma banda de ~69 kDa. Ideal para pesquisa em biomarcadores de câncer e diagnóstico pré-natal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Alfa-Fetoproteína (AFP) mAb de Coelho
Observações/Alias	AFPD; FETA; HPAFP; Alfa-Fetoproteína (AFP)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	174
GeneID	174
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02771
Peso da Proteína	69kDa
Transporte	Saco de gelo