

Anticorpo Monoclonal Anti-Alfa-Fetoproteína (Afp) Para Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Número do item: CM0004733



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra a Alfa-Fetoproteína (AFP) humana, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para pesquisa de biomarcadores de câncer de fígado e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Alfa-Fetoproteína (AFP) mAb de Coelho
Observações/Apelido	AFPD; FETA; HPAFP; Alfa-Fetoproteína (AFP)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	174
GeneID	174
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-609 da Alfa-Fetoproteína (AFP) humana (NP_001125.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02771
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Saco com gelo