

Anticorpo Monoclonal Anti-Alfa-Fetoproteína (Afp) Para Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Número do item: CM0003326



introdução

Anticorpo monoclonal de murino direcionado à Alfa-Fetoproteína (AFP) humana. Adequado para aplicações em Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com amostras humanas, de murino e de rato. Ideal para pesquisa em biomarcadores de câncer de fígado.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Alfa-Fetoproteína (AFP) mAb de Murino
Observações/Apelidos	AFPD; FETA; HPAFP; Alfa-Fetoproteína (AFP)
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	174
GeneID	174
Imunógeno	Proteína recombinante da Alfa-Fetoproteína humana (Alfa-Fetoproteína (AFP))
Origem	Murino
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Murino, Rato
SWISS	P02771
Peso Molecular da Proteína	69kDa
Envio	Saco de gelo