

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Alfafetoproteína (Afp) Para Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Número do item: CM0005840



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Alfafetoproteína (AFP), produzido em coelho, reconhece a AFP humana. Adequado para aplicações WB, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo um biomarcador secretado de 69kDa sintetizado pelo fígado fetal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-Alfafetoproteína (AFP) de Coelho
Observações/Alias	AFPD; FETA; HPAFP; Alpha-Fetoprotein (AFP)
Espécie	Humana
GeneID	174
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 395-609 da Alfafetoproteína (AFP) humana (NP_001125.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P02771
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo