

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Alfa-Fetoproteína (Afp) Para Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Número do item: CM0014059



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a alfa-fetoproteína (AFP) humana, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Detecta uma banda de 69 kDa. Ideal para pesquisas em biologia do desenvolvimento e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra alfa-fetoproteína (AFP)
Observações/Alias	AFPD; FETA; HPAFP; Alfa-fetoproteína (AFP)
Espécie	Humana
GeneID (humano)	174
GeneID	174
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 360-609 da alfa-fetoproteína (AFP) humana (NP_001125.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P02771
Peso da proteína	69 kDa
Envio	Bolsa de gelo