


Anticorpo Policlonal Anti-Alpha Fodrin Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13813

Número do item: CM0017102



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra a Alpha Fodrin humana (SPTAN1). Confirmado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre citoesqueleto e secreção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Alpha Fodrin Rabbit pAb
Observações/Aliazes	DEE5; NEAS; EIEE5; SPTA2; Alpha Fodrin
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6709
GeneID	6709
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 950-1130 da Alpha Fodrin humana (NP_001123910.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q13813
Peso da proteína	285 kDa
Transporte	Bolsa de gelo